

daVinci®

Die Instrumentenaufbereitung als wichtiger Bestandteil in der modernen Medizin

Die moderne Medizin entwickelt zum Wohle der PatientInnen immer komplexere Instrumente. Für eine erfolgreiche Operation benötigt man neben einem modernen Instrument und gut geschultem Personal auch eine zeitgemäße Aufbereitung.



„Die Aufbereitung der daVinci-Instrumente erfordert spezielles Know-how und eine Menge an zeitlichen Ressourcen.“

*Sandra Haidinger, MSc
Gesamtleitung AEMP, SLI*

Die Handhabung der „daVinci“-Instrumente unterscheidet sich von der des Standardinstrumentariums maßgeblich. Für eine fehlerfreie, effektive und vor allem sorgfältige Handhabung dieser Hightech-Instrumente ist das Know-how der MitarbeiterInnen eine Grundvoraussetzung. Für die Aufbereitung sind zusätzliche Fachkenntnisse notwendig, die MitarbeiterInnen vor Ort vom Hersteller erhalten. Ein besonderes Augenmerk gilt der manuellen Vorbereitung der Instrumente. So werden bereits in der post-operativen Versorgung die Weichen für eine optimale Reinigung gestellt. Beispielsweise verhindert schon bei der Befüllung des Spülkanals ein feuchter Tupfer an der Spitze des Instruments das Antrocknen von Blut und Eiweiß. In der AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) werden die „DaVinci“-Instrumente nach festgelegten Qualitätskriterien gereinigt, geprüft, verpackt und sterilisiert. Somit stehen diese dem OP-Team wieder zur Verfügung. Um die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie, kombiniert mit moderner Technologie, bestmöglich zu nützen, ziehen verschiedene Teams mit entsprechenden Erfahrungen und hohem Know-how an einem Strang. Dadurch nimmt das Klinikum Wels-Grieskirchen weiterhin eine zentrale Rolle sowohl in der Spitzenmedizin als auch in der dazugehörenden Aufbereitung ein.

DER WEG VOM PATIENT BIS ZUM REINBEREICH

